


Méthode MRCM, recherche de spores butyriques dans le lait

➤ Mode opératoire



➤ Valeurs de tolérance pour un lait de cuve

Maximum 33% des échantillons peuvent être positifs lors des 3 derniers jours.

	1 cuve	2 cuves	3 cuves
Nb d'échantillons positifs tolérés sur les 3 derniers jours (33%)	1	2	3
Nb d'échantillons positifs sur les 3 derniers jours ➔ nécessitant une réaction	dès 2 (2 sur 3)	dès 3 (3 sur 6)	dès 4 (4 sur 9)

➤ **Références de matériel**

	Bain-marie	Thermostat	Milieu nutritif
Bichsel	art 5086.01/03/05	art. 5084.02	n.d.
Winkler	art. 6229.24/26/28	art. 6150.60	n.d.
ALMEDICA, Giffers	n.d.	art. 70700	n.d.
Marcel Blanc & Cie, Mont-sur-Lausanne	n.d.	art. 419011	n.d.
foodtech ag, Uster	n.d.	art. 22624	art. 23248 « 100 tests MRCM-Tests 20ml" »
Prix	de 1'000 à 2'000.-	de 250 à 400.-	4.72 HT, franco domicile ¹

¹ Pour 100 tests, sinon port de 15.- facturé